








# -bedal patch<sup>®</sup> COMFORT

IV shower protection dressing.  
Verband voor het beschermen van een  
IV prikplaats tijdens het wassen.

Pansement pour la protection d'un  
site de ponction IV durant le lavage.  
Verband zum Schutz eines IV Katheters  
und dessen Einstichstelle beim Waschen  
und Duschen.

Película/filme protetor para cateter IV,  
durante o banho.



Make sure the snap part is pointed downwards.  
Don't point the shower head directly on the snap.  
Do not submerge under water.

Compruebe que la pieza de cierre de plástico apunte hacia abajo.  
No dirija el chorro de la ducha directamente hacia el cierre de plástico.  
No sumerja el apósito en el agua.

Vérifier que la fermeture en plastique soit dirigée vers le bas.  
Ne pas orienter le jet de douche sur la fermeture en plastique.  
Ne pas plonger sous l'eau.

Überprüfen Sie, dass der Kunststoffverschluss nach unten gerichtet ist.  
Richten Sie den Duschstrahl nicht auf den Kunststoffverschluss.  
Nicht unter Wasser tauchen.

Certifique-se de que o conector plástico esteja voltado para baixo.  
Não dirija o jato d'água diretamente no ponto de passagem do tubo  
de infusão. Não mergulhe em água.

**Responsible manufacturer BEDAL nv**  
Agoralaan A bis - 3590 Diepenbeek, Belgium  
T +32(0)11/28 69 02 - [www.bedalpatch.com](http://www.bedalpatch.com)



SINGLE USE



2019-04



0001



20°C +/- 10°C



2014-04



CE



CE










# -bedal patch®

IV shower protection dressing.  
Verband voor het beschermen van een  
IV prikplaats tijdens het wassen.

Pansement pour la protection d'un  
site de ponction IV durant le lavage.  
Verband zum Schutz eines IV Katheters  
und dessen Einstichstelle beim Waschen  
und Duschen.

Película/filme protetor para cateter IV,  
durante o banho.



Make sure the snap part is pointed downwards.  
Don't point the shower head directly on the snap.  
Do not submerge under water.

Compruebe que la pieza de cierre de plástico apunte hacia abajo.  
No dirija el chorro de la ducha directamente hacia el cierre de plástico.  
No sumerja el apósito en el agua.

Vérifier que la fermeture en plastique soit dirigée vers le bas.  
Ne pas orienter le jet de douche sur la fermeture en plastique.  
Ne pas plonger sous l'eau.

Überprüfen Sie, dass der Kunststoffverschluss nach unten gerichtet ist.  
Richten Sie den Duschstrahl nicht auf den Kunststoffverschluss.  
Nicht unter Wasser tauchen.

Certifique-se de que o conector plástico esteja voltado para baixo.  
Não dirija o jato d'água diretamente no ponto de passagem do tubo de infusão. Não mergulhe em água.

**Responsible manufacturer BEDAL nv**  
Agoralaan A bis - 3590 Diepenbeek, Belgium  
T +32(0)11/28 69 02 - [www.bedalpatch.com](http://www.bedalpatch.com)



SINGLE USE



2019-04



0001



20°C +/- 10°C



2014-04

