








-bedal patch®

IV shower protection dressing.

Apósito para la protección de una vía IV durante la ducha

Pansement pour la protection d'un site de ponction IV durant le lavage.

Verband zum Schutz eines IV Katheters und dessen Einstichstelle beim Duschen



Make sure the snap part is pointed downwards.
Don't point the shower head directly on the snap.
Do not submerge under water.

Compruebe que la pieza de cierre de plástico apunte hacia abajo.
No dirija el chorro de la ducha directamente hacia el cierre de plástico.
No sumerja el apósito en el agua.

Vérifier que la fermeture en plastique soit dirigée vers le bas.
Ne pas orienter le jet de douche sur la fermeture en plastique.
Ne pas plonger sous l'eau.

Überprüfen Sie, dass der Kunststoffverschluss nach unten gerichtet ist.
Richten Sie den Duschstrahl nicht auf den Kunststoffverschluss.
Nicht unter Wasser tauchen.



Authorized Representative: MedQuest USA
2585 Millenium Dr. Elgin, IL 60124
T: (630) 587-0019 - E: info@medquestusa.com



Responsible manufacturer BEDAL nv
Agoralaan A bis - 3590 Diepenbeek, Belgium
T +32(0)11/28.69.02 - www.bedalpatch.com



SINGLE USE



2019-04



0001



20°C +/- 10°C



2014-04



5430000258036